

Goldfinger Metallpaste

Produkt-Information

Goldfinger Metallpaste für Retuschen und Ergänzungen von vergoldeten und versilberten Objekten, Glanz einstellbar.

Ein sehr beliebtes Produkt, in fünf Farben lieferbar; Goldfinger Metallpaste ist leicht anzuwenden und sehr ergiebig. Mit Finger oder weichem Tuch auftragen. Für komplizierte Arbeiten kann Goldfinger mit Testbenzin oder Terpentin verdünnt und mit einer Bürste angewendet werden. Eignet sich für Restaurierungen und Retusche auf fast allen üblichen Materialien, aber auch zum dekorativen Vergolden. Durch Polieren erzielen Sie einen feinen harmonischen Glanz.

Zum Schutz der Goldfinger Metallpaste kann Goldfinger Firnis, flüssig für innen und außen, mit dem Pinsel aufgetragen werden.

Lieferformen

Best.-Nr.	Farbton Metallpaste	Menge
3260 001	Sovereigngold	22 ml
3260 003	Silber imitiert	22 ml
3260 004	Antikgold	22 ml
3260 005	Kupfer	22 ml
3262 000	Goldfinger Firnis	75 ml

Hinweis

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Stand Produktinformation:

Januar2011

Zahlreiche Materialien, Werkzeuge und Geräte finden Sie unter:

www.deffner-johann.de